



## Perdita di massa per evaporazione



### ASTM D972 IP 183

Determinazione della perdita di massa per evaporazione nei grassi lubrificanti e oli.  
Dati ottenibili in una gamma di temperature tra 100° a 150°C (210 – 300°F).

### LT/EC-205000/M

Cella di evaporazione,  
strumento manuale composto da:

- Corpo cilindrico in acciaio inossidabile con flangia al collo e tre viti per una chiusura ermetica del coperchio.
- Doppio fondo con orifizio da 3,17 mm.
- Serpentina di preriscaldamento con connessioni a cella e tubo di ingresso aria.
- Coperchio in acciaio inossidabile con guarnizioni in neoprene.
- Flusso d'aria centrale collegato a un tubo in acciaio inossidabile 18/8 con giunzione filettata inferiore per il collegamento con la tazza di prova.

### Accessori

- LT/TB-205100/M: bagno termostatico ASTM D 972 - IP 12
- LT/AB-2470/BC250: bilancia
- LAB-102-051: coppa di test per grassi
- LAB-102-052/A: coppa di test per oli lubrificanti
- LAB-102-050: pompa d'aria

### Accessori per ASTM D972

- AS22C: termometro ASTM 22C
- T-AS67C: termometro ASTM 67C

### Parti di ricambio

- LAB-102-052/C: cesto, confezione 10 pezzi

### Accessori per IP 183

- T-AS40C: termometro ASTM 40C
- T-AS35C: termometro ASTM 35C